

Prótese auditiva ancorada no osso

Experimente o processador de som Ponto

Teste em uma softband ou arco de teste



Because
sound matters



oticon
MEDICAL

Experimente antes de decidir

Ao participar deste teste, você terá a oportunidade de experimentar uma prótese auditiva ancorada no osso enquanto usa uma softband ou arco de teste. Usar o processador de som Ponto em diferentes situações do dia a dia permitirá que você tenha uma ideia de como um implante auditivo pode beneficiar sua audição. Após o implante, a maioria das pessoas notavelmente desfruta de benefícios ainda maiores no som.

Este folheto contém duas seções principais que você encontrará abaixo:

Diário (Seção 1)

Para ajudá-lo a tomar uma decisão mais embasada, pedimos que preencha o diário do teste neste folheto. Por isso, é recomendado usar o Ponto em situações do dia a dia, como:

- Em casa (conversas em um ambiente tranquilo)
- Assistindo TV
- Socializando com amigos e familiares (conversas em ambiente barulhento)
- Ambiente externo
- Chamada telefônica

Guia do produto (Seção 2)

Nesta seção, você encontrará informações adicionais sobre como manusear seu processador de som Ponto para garantir que seu período de teste seja o mais tranquilo possível.

Para obter informações completas e instruções detalhadas, consulte as Instruções de Uso fornecidas com o processador de som Ponto.



Se preferir, você pode utilizar o aplicativo **Ponto Care** no seu iPhone® para tirar as dúvidas.



Leia o código QR para baixar o app



Situação: **Em casa (conversas em um ambiente tranquilo)**

Data/hora:

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto

Situação: **Assistindo TV**

Data/hora:

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto



Situação: **Socializando com amigos e familiares (conversas em ambiente barulhento)**

Data/hora:

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto

Situação: **Ambiente externo**

Data/hora:

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto



Situação: **Chamada telefônica. Se você emparelhou o processador de som com o telefone (consulte a página 10), use-o para fazer ou receber uma chamada**

Nota: Isso só funciona para iPhone. Para telefones Android™, é necessário um ConnectClip. Para mais informações, fale com o seu fonoaudiólogo em sua clínica.

Data/hora:

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto


Especifique a sua situação (por ex., no trabalho, na escola ou ouvindo música):

Data/hora:

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto



Especifique a sua situação (por ex., no trabalho, na escola ou ouvindo música):

.....
Data/hora:.....

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto

Especifique a sua situação (por ex., no trabalho, na escola ou ouvindo música):

.....
Data/hora:.....

Experiência com o Ponto



Experiência sem o Ponto



Visão geral do processador de som



Botão de pressão duplo (apenas no Ponto 5 SuperPower)

LED (Indicador luminoso)

Entradas de microfone



Gaveta da bateria

Encaixe da linha de segurança



Nota: A linha de segurança é projetada para proteger o seu processador de som durante atividades físicas ou em outras situações em que o dispositivo possa cair. Você pode fixar a linha de segurança ao processador e som e o prendê-lo em sua roupa.

Posicionar o processador de som

Para um desempenho ideal, posicione o processador de som verticalmente, com as entradas do microfone na parte inferior, alinhadas horizontalmente.

Evite que qualquer coisa toque o processador de som (por ex., a orelha, a pele ou um chapéu) para evitar feedback (som de assobio).



Ponto em uma softband




Ponto em um arco de teste

Como ligar e desligar o processador de som



Ligar

Feche a gaveta de bateria com a bateria no local.



Desligar

Abra a gaveta de bateria totalmente. Antes de colocar o processador de som em seu estojo, remova a bateria para evitar que esta se descarregue desnecessariamente.




LED opcional

Dois longos flashes verdes indicam que o processador de som está ligado.

Como substituir a bateria

O Ponto 5 SuperPower utiliza uma bateria tamanho 675P (embalagem azul) e o Ponto 5 Mini utiliza uma bateria tamanho 312 (embalagem marrom). Para um desempenho ideal, use uma bateria de zinco-ar de alta qualidade.

1. Abra




Abra completamente a gaveta de bateria. Remova a bateria.

2. Prepare




Remova a etiqueta adesiva do lado + da bateria nova.
Nota: Espere 2 minutos para que a bateria possa ventilar e garantir o melhor funcionamento possível.

3. Inserir




Insira a bateria nova na gaveta de bateria. Certifique-se de que o lado + fique para baixo.
Nota: Se a bateria for inserida incorretamente, a gaveta de bateria não poderá ser fechada. Se você usar força, corre o risco de danificar a gaveta de bateria.

4. Fechar



Feche a gaveta da bateria. O processador de som vai tocar um jingle.



Ferramenta Multiuso

Nota: Uma Ferramenta Multiuso pode ser usada para trocar a bateria. Use a extremidade magnética para remover e inserir a bateria.

Controle de volume

Ponto 5 SuperPower

O volume pode ser ajustado com o botão de pressão duplo (consulte a página 7). Use um toque curto para ajustar o volume. Quando usado na cabeça, o botão frontal aumenta o volume e o botão traseiro diminui o volume. Você também pode ajustar o som no aplicativo “Oticon Companion”.

Ponto 5 Mini

O volume pode ser ajustado através do seu telefone no aplicativo “Oticon Companion”.



App Oticon Companion



Leia o código QR para baixar o app.


Emparelhar o processador de som com o iPhone

1. Configurações




Abra o seu iPhone e vá a “Ajustes”. Confira se o Bluetooth® está ativado. Em seguida, escolha “Acessibilidade”.

2. Acessibilidade




Na tela “Acessibilidade”, escolha “Dispositivos auditivos”.

3. Ligar




Abra e feche a gaveta de bateria no processador de som. O processador de som fica disponível para o emparelhamento por 3 minutos.

4. Dispositivos auditivos



Verifique se o seu iPhone detectou seu processador de som.


5. Seu dispositivo auditivo



Uma vez detectado, você pode emparelhar o processador de som com o seu iPhone.


Emparelhar seu telefone Android com o ConnectClip

1. Configurações




Abra o seu telefone e vá a “Configurações”. Confira se o Bluetooth® está ativado. Em seguida, escolha “Bluetooth”.

2. Ligue o ConnectClip



Pressione e segure o botão multifuncional por aproximadamente 3 segundos até que o indicador de energia fique VERDE CONTÍNUO.


3. Emparelhamento



Pressione e segure o botão multifuncional e o botão de aumentar volume ao mesmo tempo por cerca de 6 segundos até que o indicador de status PISQUE EM AZUL.

Nota: O ConnectClip estará em modo de emparelhamento por cerca de 3 minutos.


4. Habilitar o emparelhamento



Procure o ConnectClip e faça o emparelhamento.

Digite o código PIN: Se o seu telefone solicitar um código PIN, digite 0000 (quatro zeros).

5. Dispositivo conectado



Quando o emparelhamento for concluído com o seu telefone celular, o indicador de status mostrará AZUL CONTÍNUO.

Converse com outros usuários do Ponto

Gostaria de falar com outro usuário do Ponto sobre sua experiência e sobre como é ter um processador de som Ponto? Entre em contato conosco clicando no link abaixo ou leia o código QR e conectaremos você a um embaixador do Ponto.

www.oticonmedical.com/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/connect-with-others

Os usuários do Oticon Medical Ponto terão prazer em compartilhar suas experiências positivas com você. Assista aos depoimentos de usuários com o processador de som Ponto clicando no link abaixo ou leia o código QR.

www.oticonmedical.com/portuguese/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/bahs-users-tell-their-story

Você também pode entrar em contato conosco e seguir nossa página no Facebook: www.facebook.com/OticonMedical

Para saber mais sobre o Sistema Ponto™ e como ele pode beneficiar sua audição e sua vida diária, visite:

www.oticonmedical.com/portuguese

Gostaríamos muito que entrasse em contato conosco!


Coisas importantes a serem consideradas

- Os processadores de som, suas peças e baterias devem ser mantidos longe do alcance de crianças e de qualquer pessoa que possa engolir esses itens ou ferir-se com eles.

Nota: Sempre use a gaveta da bateria inviolável para crianças menores de 36 meses. Se a bateria for engolida acidentalmente, procure assistência médica imediatamente no pronto-socorro mais próximo.

- O processador de som não é à prova d'água. Ele deve ser removido antes de tomar banho, entrar na ducha ou nadar. Se ficar molhado, abra a gaveta da bateria e remova a bateria para permitir que ele seque.
- Evite expor o processador de som ao calor extremo.

Para obter informações completas e instruções detalhadas, consulte as Instruções de Uso fornecidas com o processador de som Ponto.



“

Uma das melhores coisas sobre iniciar esse processo de obtenção do Ponto foi poder experimentar-lo usando um softband. É como comprar sapatos novos. Se você não gostar deles, basta devolvê-los e nenhum dano será causado.”

Jamira, ex-usuária de aparelho auditivo, atual usuária do Ponto da Oticon Medical

Because sound matters

A Oticon Medical é uma empresa global de soluções auditivas implantáveis, dedicada a trazer o mundo mágico dos sons às pessoas em todos os estágios da vida. Por mais de uma década, temos tornado as próteses auditivas ancoradas no osso mais acessíveis, simplificando o tratamento para médicos, fonoaudiólogos e pacientes.

Acreditamos que pacientes e profissionais de saúde auditiva devem poder escolher a melhor solução possível a qualquer momento ao longo da jornada do paciente. Chamamos isso de “Liberdade de Escolha” e é algo que sempre foi fundamental para a Oticon Medical. Esta é a razão pela qual nossas soluções são projetadas para serem compatíveis sempre que possível. Como resultado, um implante da Oticon Medical é um verdadeiro testemunho do nosso apoio inabalável ao longo da vida.

Trabalhamos de forma colaborativa para garantir que todas as soluções que criamos sejam desenvolvidas levando em conta as necessidades dos usuários. Temos uma forte paixão por fornecer soluções inovadoras e suporte que melhorem a qualidade de vida e ajudem as pessoas a terem uma vida plena, agora e no futuro.

Porque sabemos o quanto o som importa.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00